



あて方クイックガイド TENAスリップ

～ 臥位（横になっている状態）で交換する場合 ～



あて方ムービーはこちらから視聴できます



使用前の準備



1 パッドを広げます。テープの付いている方が後ろです。



2 パッドを縦方向に2つ折りにします。



3 立体的な形になり、くぼみができます。

良くない例



× 中心線が曲がっています。

× パッドの中央にふくらみがありません。

十分広げ、
中心線を背骨に!



鼠径部に
フィット!



あて方



1 テープ側を背にして、2つ折りにしたパッドを両脚の間から差し入れます。



2 パッドを脚の付け根まで近づけて、前後のバランスを均等にします。



ポイント!

お尻の下の方からパッドを**十分広げ、中心線を背骨に合わせます。**



4 下側にあるテープのついた部分を体の下に差し入れ、仰向けになっていただきます。



ポイント!

4で差し入れたテープのついた部分を反対側から出し、パッドの端を**十分広げます。**



6 左右のバランスを均等にします。



7 2つ折りのままパッドを足元の方へ軽く伸ばし、たるみをなくします。



ポイント!

パッドを足の付け根に近づけ、**鼠径部に丁寧に合わせます。**



9 パッドを左右に十分広げて、腰の両側を包み込みます。



10 テープのついた部分を前に持ってきて、下側のテープを左右留めます。



11 上側のテープを、斜め下に向かって留めます。