

あて方改善クイックガイド <共通>

快適さ・漏れにくさに配慮して、最適な状態へ



TENAフレックス・TENAスリップ・TENAコンフォート共通

良くない例



良い例



改善のポイント

良くない例



良い例



改善のポイント



パッドの中央にふくらみがない



使用前の準備として、パッドを縦方向に2つ折りにし、あてる際にふくらみを持たせます



パッドに縦じわがあり、左右に広がっていない



鼠径部は丁寧にそわせ、前側のパッドを左右に十分広げます



パッドが内側に折り込まれている



パッドの前側を足元の方へ軽く伸ばし、お尻側のパッドのたるみ・しわをなくし、鼠径部に丁寧にそわせます



鼠径部の位置を確認し、丁寧にそわせます



パッドが鼠径部にそっていない



男性の場合



陰茎は中央に下垂し、中央のふくらみの中に納まっているか確認します



パッドが体の中心に合っていない



パッドを体の中心に合わせ、左右のバランスを確認します

あて方改善クイックガイド〈製品別〉


快適さ・漏れにくさに配慮して、最適な状態へ



良くない例 **×** ▶ 良い例 **○** 改善のポイント



ベルトが
低すぎる



ベルトの位置は
腰骨の上側に
来るようにします



お尻側の
パッドに
たるみ・
しわが
あるため、
パッドの
前側が
ベルトに
届いて
いない



パッドの前側を足元の
方へ軽く伸ばし、
お尻側のパッドの
たるみ・しわを
なくし、鼠径部に
丁寧にそわせます



テープが
肌に
触れている



テープで肌を
傷つけないように、
ベルトの中央に
貼りつけます




良くない例 **×** ▶ 良い例 **○** 改善のポイント



パッドが
体の中心に
合っていない



パッドを体の
中心に合わせ、
ずれないように仰向けに
なっていたら、
左右のバランスを
確認します



左右の
バランスが
合っていない



良くない例 **×** ▶ 良い例 **○** 改善のポイント



パッドが
体の中心に
合っていない



パッドを体の
中心に合わせ、
左右のバランスを
確認します