



あて方クイックガイド TENAフレックス

～ 立位（立った状態）で交換する場合～



あて方ムービーはこちらから視聴できます



使用前の準備



1 パッドを広げ、端にある2つのテープをはがして貼り合わせます。




2 パッドの両端をもって引き伸ばし、縦方向に2つ折りにします。



3 ベルトを広げます。


あて方



1 後ろに立ち、パッドの**中心線を背骨に合わせ**、ベルトが腰骨の上側にくるように固定します。




2 パッドの**ギャザーを伸ばして**、両脚の間からパッドを差し入れます。



3 パッドの前側を持って、前方に軽く伸ばし、たるみをなくします。



4 貼り合わせておいたテープを剥がしてパッドを広げ、斜め上に優しく引き上げ**鼠径部に丁寧にそれぞれ**貼ります。



5 パッドを左右に十分広げて、ベルトに固定します。



6

トイレを使用する場合は、パッド先端のテープをいったん外して、ベルトの横に留めます。

良くない例



パッドの中央にふくらみがありません。



パッドが内側に折り込まれています。



十分広げ、中心線を背骨に!

鼠径部にフィット!