

## 多様な体型に、しなやかにフィット

# 2026年春、TENAフレックスがさらに進化します

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 2003年に日本に上陸したTENAフレックスは、人間工学に基づいたデザインでご利用者の快適性と介護者のあてやすさ、双方にとってのより良いを目指して、日々のケアをサポートしてまいりました。肌をおおう面積が少なく、脚が動かしやすい、歩きやすいデザインが意味するところは、「トイレで排泄したい」という思いを叶えたいという理念です。進化したTENAフレックスはベルトの付け根の伸縮素材である「コンフィストレッチ™」がより幅広に。体型や可動域が異なるご利用者それぞれのお身体に柔軟にフィットします。TENAフレックスでその方らしい生活を支えるケアをみなさまと実現していきたいと思います。

なお、製品番号の変更はないため、新旧品を外箱で見分けることはできません。変更に際しては、一時的に新旧両製品が流通しご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

1. 製品名	TENAフレックス
2. 切替時期	「切替開始予測時期」より自然切替
3. 入り数	変更なし
4. コード	[製品番号]変更なし [JAN/ITFコード]変更なし
5. 注文書	現行の注文書を引き続きご使用ください
6. 変更点	ベルトの伸縮素材「コンフィストレッチ™」の幅、袋パッケージデザイン

### ● 切替開始予測時期

製品番号	製品名	JANコード	ITFコード	切替開始予測時期
730437	TENAフレックスプラスS	7322541407951	07322541407968	2026年6月中旬
730430	TENAフレックスプラスM	7322541407104	07322541407111	2026年3月下旬
723333	TENAフレックスプラスL	7322541405759	07322541405766	2026年5月上旬
730446	TENAフレックススーパーS	7322541408644	07322541408651	2026年6上中旬
730458	TENAフレックススーパーM	7322541410937	07322541411156	2026年4月上旬
729281	TENAフレックススーパーL	7322541406077	07322541406299	2026年3月下旬
730453	TENAフレックススマキシS	7322541410449	07322541410456	2026年6月中旬
730434	TENAフレックススマキシM	7322541407432	07322541407579	2026年3月中旬
729352	TENAフレックススマキシL	7322541406411	07322541406428	2026年4月上旬
730454	TENAフレックスアルティマS	7322541410548	07322541410555	2026年7月上旬
730435	TENAフレックスアルティマM	7322541407678	07322541407685	2026年3月下旬
729695	TENAフレックスアルティマL	7322541406633	07322541406640	2026年4月下旬

※出荷状況により切替時期は前後する場合があります ※切替時には一定期間新旧両製品が混在いたします

以上

### 【本件お問い合わせ先】



TENAお客様相談室

0120-107-586

月-金曜10:00-16:30(土日祝除く)

TENA製品切替案内



で検索すると便利です。

ユニ・チャーム メンリッケ株式会社

〒107-0051東京都港区元赤坂1-5-12

TEL 03-5772-0190 (代表)

FAX 03-5772-0191 (代表)



明日につながるやさしさ

さらに  
進化!

# TENAフレックス

TENAフレックスはトイレに行くことを前提にデザインされています  
人間工学に基づいた軽快な着用感をお試しください

新しいTENAフレックスはベルトの伸縮部分がより幅広い体型にフィットします。  
着脱が簡単で動きやすい、身体にフィットしたパッドを選ぶことは  
もう一度トイレに座る、そのための第一歩です。



## TENAフレックス 5つの特長

**Point1** | つけていることが気になりにくい

**Point2** | あてやすいベルトタイプ

**Point4** | さらさらとした着け心地で快適に

**Point3** | モレの防止力と快適性を同時に実現

**Point5** | 全面通気性で肌にやさしいパッド



### TENAアドバイザーの声

ベルトの伸びが柔らかく  
あてるときも最小限の  
力でぴったりフィット!



特に座った瞬間にベルトの伸びの良さを  
実感できます。しっかりフィットするので  
排尿後の重くなったパッドでもズレる  
心配はありません。

Sサイズでは小さかった方にも  
Mサイズでは大きかった方にも  
ベルトが伸びるからあわせやすい!



心地よさ、漏れにくさ、  
あてやすさのバランス。  
良いところが3点とも  
より良くなりました。

コンフィストレッヂTMの幅が  
**3.5cmから5cmに拡張**

TENAアドバイザーは、快適なトイレ排泄習慣を実現する  
ために、お一人おひとりのケア処方をお手伝いします。

### TENAフレックスのラインナップ

袋パッケージも新しいデザインに  
リニューアルします



吸収ランク名	プラス(青)	スーパー(緑)	マキシ(紫)	アルティマ(白)
ウェストサイズ/吸収量				
S (61-87cm)	600cc	800cc	1000cc	1150cc
M (71-102cm)	700cc	850cc	1100cc	1250cc
L (83-120cm)	750cc	950cc	1200cc	1400cc